



Einsatzbereiche



FALTEN*

mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Bernd Algermissen, Berlin




AKNENARBEN*

mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Bernd Algermissen, Berlin



HALS*


mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Bernd Algermissen, Berlin



SOLARE ELASTOSE*

mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Bernd Algermissen, Berlin

FRAGEN SIE IHREN ARZT



*Aufgrund gesetzlicher Vorgaben dürfen wir keine Vorher-Nachher-Bilder publizieren. Diese sind auf Nachfrage bei Ihrem Arzt einsehbar.

Sie haben Fragen?

WIE KOMFORTABEL IST DIE BEHANDLUNG?

Jede Person nimmt Reize unterschiedlich wahr. Ihr behandelnder Arzt wird das Verfahren so ausführen, dass Sie möglichst wenige Unannehmlichkeiten verspüren. Es werden lokale Betäubungsmittel angewendet, und ggf. werden Medikamente zum Einnehmen verschrieben. Es gibt auch eine weitere Option, um den zu behandelnden Bereich vollständig zu betäuben. Ihr Arzt berät Sie gern.

WANN SIND ERSTE ERGEBNISSE SICHTBAR?

Innerhalb weniger Tage bildet sich neue Haut, die weicher ist und deren Teint gleichmäßiger aussieht. Ihre Haut wird sich in den nächsten sechs bis neun Monaten weiter verbessern, da sich das neue Kollagen zunehmend aufbaut und das alte ersetzt.

IST DAS VERFAHREN SICHER?

Fraktionale Behandlungen werden seit einem Jahrzehnt bei Ärzten und Patienten immer beliebter. Der eCO2 verfügt über individuelle Parametereinstellungen, die Ihnen und Ihrem Arzt größtmögliche Sicherheit bei dem Verfahren bieten.

LUTRONIC

Erfahren Sie mehr: www.aesthetic.lutronic.com/de

©2018, LUTRONIC Group of Companies. Alle Rechte vorbehalten LUTRONIC, ihr Logo und eCO2 sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der LUTRONIC Group of Companies. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Produkt oder die Verwendung dieses Produkts fällt unter ein oder mehrere US- oder Auslandspatente oder Patentanmeldungen.

For International Use Only

LUTRONIC

eCO2 Dualer CO₂ Hauterneuerungs-Laser

JUGEND WIEDERENTDECKEN



Was ist eCO2?

Fractionale Lasersysteme haben die Medizinwelt revolutioniert und verkörpern den neuen Standard der Hauterneuerung und Faltenbehandlung.

Fractional bedeutet, dass der Haut Mikrowunden zugefügt werden. Dazwischen lässt man Brücken unbehandelter Haut. Die Oberfläche der Haut wird also nur teilweise behandelt. Ein positiver Nebeneffekt: Der Behandlungskomfort steigt, bei minimaler Ausfallzeit. Fractionale Hauterneuerung wird bei einer Vielzahl von Patienten mit unterschiedlichen Befunden angewendet, von kleineren Arealen bis zu großflächigen Behandlungszonen.

Wenn es darum geht, Hautunregelmäßigkeiten zu verringern und die Kollagen-Neubildung zu fördern, um Falten langfristig zu reduzieren und die Haut in Tonus und Farbe jünger aussehen zu lassen, dann ist die Behandlung mit dem eCO2 genau das Richtige für Sie.

Der natürliche Heilungsprozess Ihres Körpers stimuliert die Bildung neuen Gewebes und neuen Kollagens, sodass Ihre Haut im Ergebnis jünger aussieht.



Hervorragende Ergebnisse

Bei der Beratung durch Ihren Arzt werden Sie mit ihm Ihren Behandlungswunsch und -bedarf besprechen. Das Ergebnis wird davon abhängen, wie alt Sie sind, wie weit Ihre Haut durch Sonneneinstrahlung geschädigt ist und welcher Hauttyp Sie sind. Patienten, die sich schon mit dem eCO2 haben behandeln lassen, berichten von bemerkenswerten Veränderungen nach nur einer einzigen Behandlung.

- Reduzierung feiner Faltenlinien/Falten im Gesicht
- Die Haut wirkt fester und glatter
- Narbenreduzierung
- Reduzierung von Sonnenschädigungen
- Reduzierung brauner Hautflecken und Harmonisierung der Hautfarbe
- Verbesserte Erscheinung pigmentierter und vaskulärer Befunde

DER HEILUNGSPROZESS


Nach der Behandlung lassen sich üblicherweise für ca. 3 bis 7 Tage Rötungen und leichte Schwellungen beobachten, in den ersten Stunden begleitet von einem Wärme- und Spannungsgefühl ähnlich einem leichten Sonnenbrand.

Über den gelaserten Hautpunkten bilden sich nach einigen Tagen feine Krusten, welche spätestens in der folgenden Woche nach und nach abgestoßen werden: Es beginnt der Erneuerungsprozess der Haut. Diese kann in dieser Zeit ein wenig dunkler erscheinen, jedoch mit einem Make-up problemlos abgedeckt werden.




UNMITTELBAR NACH DER BEHANDLUNG

Der Laser erzeugt Ablations-Reihen von Mikrowunden und stimuliert so die Zellen. Das umgebende gesunde Gewebe fördert eine schnelle Heilung.




NACH 2 TAGEN

Die Haut heilt und bildet dabei neues Kollagen.



NACH 14 TAGEN

Die äußere Schicht der Haut ist vollständig geheilt. Die Kollagen-Neubildung läuft bis zu neun Monate weiter.



WAS PATIENTEN SAGEN

„Die Behandlung war sehr angenehm ... Sie ist nun acht Tage her und ich freue mich sehr über die Erfolge. Meine Haut sieht jetzt viel weicher, glatter und insgesamt besser aus. Ich freue mich darauf, dass sich dies mit der Zeit sogar noch verstärkt.“

– eCO2-Patient, Florida, USA

